



Tetric® EvoCeram

Packung 20 x 0,2 g Cavifil A3



Artikelnr.: 51577
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 105 mm
Länge: 187 mm

€ 72,25

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,2 g Cavifil A3

Tetric® EvoCeram ist das universelle Composite für eine ausdrucksstarke Ästhetik im Front- und Seitenzahnbereich. Die Füllertechnologie von *Tetric® EvoCeram* kombiniert unterschiedliche Füller und Füllergrößen auf optimale Weise.

Vorteile

- Universelles Nanohybrid-Composite für den Front- und Seitenzahnbereich
- Klinisch bewährt mit mehr als 100 Mio. gelegten Füllungen weltweit
- Lange verarbeitbar - dank patentiertem Licht-Controller
- Natürliche Farbanpassung für hochwertige Ergebnisse