



## Premium Diamantschleifer 836

Packung 6 Stück grün grob, FG, Figur 110, 6 mm, ISO 014

---



Artikelnr.: 52087  
Hersteller: Busch  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 60 mm

**€ 29,01**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung 6** Schleifer grün grob, FG, Figur 110, Kopflänge: 6 mm, ISO 014

*Premium Diamantschleifer* für Ihre anspruchsvolle Patienten-Behandlung. Mit unseren *Premium Diamantschleifern* sichern Sie sich höchste Präzision, Effektivität und Leistungsstärke. Modernste Fertigungsanlagen und beste Materialien schaffen diesen hohen Qualitäts-Standard. Produktsicherheit für alle vorkommenden Präparationsschritte.

- schwarz - sehr grobe Körnung - Mittelwert Korngröße 181 - zügiges Vorschleifen - Drehzahlbereich (ISO 012-023) 60.000-225.000 U/min.
- grün - grobe Körnung - Mittelwert Korngröße 151 - Vorschleifen - Drehzahlbereich (ISO 010-023) 60.000-225.000 U/min.
- farblos - mittlere Körnung - Mittelwert Korngröße 107 - Formschleifen - Drehzahlbereich (ISO 010-023) 60.000-225.000 U/min.
- rot - feine Körnung - Mittelwert Korngröße 46 - Feinschleifen - Drehzahlbereich (ISO 007-031) 20.000-100.000 U/min.
- gelb - extra feine Körnung - Mittelwert Korngröße 25 - Finieren - Drehzahlbereich (ISO 007-029) 20.000-100.000 U/min.
- Kavitäten-/Fissurenpräparation, Kronenpräparation