



## Xantopren® L blue

Tube 140 ml



Artikelnr.: 52512

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 0.27 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 57 mm

Länge: 196 mm

**€ 24,31**

*Zzgl. MwSt.*

**Tube 140 ml Silikon**

Kondensationsvernetzendes Korrekturmateriale, dünnfließende Konsistenz.

- Doppelmischtechnik (mit Optosil Comfort oder P plus)
- Sandwichabformung (mit Optosil Comfort)
- Doppelmischtechnik (mit Xantopren H)