



## Rundbürsten Garn

Stück mit Kunststoffkern, Baumwolle, Ø 90 mm, S: 16 mm



Artikelnr.: 52733  
Hersteller: Polirapid  
Gewicht: 0.035 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 97 mm  
Länge: 97 mm

**€ 5,30**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Bürste mit konischem Kunststoffkern, Baumwolle, Ø 90 mm, Stärke: 16 mm

*Rundbürsten* mit konischem Kunststoffkern (KK) und Garnbesatz in verschiedenen Durchmessern.