



Gaumenpolierbürsten

Stück Chungking-Borsten schwarz, Ø 35 mm



Artikelnr.: 52767
Hersteller: Polirapid
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 54 mm
Länge: 68 mm

€ 10,69

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit Chungking-Borsten, schwarz, Ø 35 mm

Kopfbürste mit Chungking-Borsten auf einem Kunststoffträger. Bohrung im Kunststoffträger ermöglicht Einsatz auf der Polierspindel.