



## els composite extra low shrinkage®

Packung 20 x 0,37 g Tip A2 opak



Artikelnr.: 53230  
Hersteller: Saremco  
Gewicht: 0.051 kg  
Höhe: 46 mm  
Breite: 98 mm  
Länge: 218 mm

**€ 88,49**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 20 x 0,37 g Tip A2 opak

*els composite extra low shrinkage®* ist ein lichthärtendes Feinsthybridkomposit mit sehr niedriger Schrumpfspannung sowie geringer Volumenschrumpfung und ist geeignet für sämtliche Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klassen I bis V. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und deshalb für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders zu empfehlen.

- Hohe Randdichtigkeit
- Langjährige Farbstabilität/ röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar