



Solobond M

Set



Artikelnr.: 53291
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.116 kg
Höhe: 115 mm
Breite: 176 mm
Länge: 44 mm

€ 86,90

Zzgl. MwSt.

Set 4 ml Flasche, 5 ml Vococid Gel, Zubehör

Lichthärtendes Einkomponenten Dentin-Schmelzbond. *Solobond M* hat drei große Vorteile: nur 1 Flasche, nur 1 x zu applizieren und exzellente Haftwerte wie 2-Flaschen-Präparate. Es zählt somit zu den schnellsten Bondmaterialien, denn es braucht nur einmal auf das feuchte Dentin bzw. den Schmelz appliziert zu werden. Die neuartige Formulierung mit den von der VOCO Forschung speziell entwickelten Monomeren bewirkt die effektive CTR-Haftung (C = chemische Ankopplung, T = Tags-/Zapfen-Bildung, R = Retentive Haftung). Elastische Materialeigenschaften zum Abfedern von Belastungen sichern zusätzlich die hohe und langlebige Randdichtigkeit. Für den Anwender ist der besonders ausgeprägte Sofort-Klebe-Effekt sehr nützlich: das applizierte Composite klebt sofort am Bonding und lässt sich so besser ausarbeiten.