



## Polierpaste

Stück rot P1



Artikelnr.: 53297  
Hersteller: Polirapid  
Gewicht: 0.072 kg  
Höhe: 31 mm  
Breite: 21 mm  
Länge: 97 mm

**€ 2,70**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Paste rot P1

- P1: Für die Hochglanzpolitur von Gold und Stahl
- P2: Für die Hochglanzpolitur von rostfreiem Stahl, Platin, Silber, etc
- P3: Für die Hochglanzpolitur von Kunststoff und Kautschuk