



Prima Rundbürsten

Stück mit HK, 4-reihig, Chungking schwarz breit, Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 80 mm



Artikelnr.: 53322
Hersteller: Polirapid
Gewicht: 0.046 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 85 mm
Länge: 104 mm

€ 3,82

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit Holzkern, 4-reihig, Chungking schwarz breit, Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 80 mm

Prima Rundbürsten mit Holz- (HK) oder Kunststoffkern (KK). Rundbürsten mit steifen schwarzen Chungking Borsten oder weißen Chungking Borsten in spitzer und breiter Ausführung. Mit verschiedenen Besatzlängen.