



Polierpaste

Stück blau P3



Artikelnr.: 53383
Hersteller: Polirapid
Gewicht: 0.055 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 21 mm
Länge: 97 mm

€ 2,53

Zzgl. MwSt.

Stück Paste blau P3

- P1: Für die Hochglanzpolitur von Gold und Stahl
- P2: Für die Hochglanzpolitur von rostfreiem Stahl, Platin, Silber, etc
- P3: Für die Hochglanzpolitur von Kunststoff und Kautschuk