



## Abdrucklöffel nach Ehrlicke

Stück OK Gr. BO/0



Artikelnr.: 53438  
Hersteller: OMNIDENT  
Gewicht: 0.049 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 97 mm  
Länge: 170 mm

**€ 8,50**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Abdrucklöffel OK Größe BO/0

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht - für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert - garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermodesinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).