



Super-Bite Senso®

Packung 4 Senso Posterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe



Artikelnr.: 53454
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.207 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 189 mm
Länge: 215 mm

€ 150,58

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Senso Posterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe

Super-Bite Senso® ist ein innovativer Sensorhalter von Kerr für direktes digitales Röntgen von periapikalen Aufnahmen. Dank seines patentierten Fixiersystems ist *Super-Bite Senso®* mit allen gängigen Sensortypen und -größen kompatibel. Der apikale Fixierpunkt garantiert die vollständige Abbildung der Wurzelspitzenregion. Diese Eigenschaft ist ein Durchbruch in der digitalen Röntgentechnik mittels Digitalsensoren. Das innovative Design des *Super-Bite Senso®* verhindert das Einreißen des Hygieneschutzbeutels.