



## Kronentrenner HM 23RX

Packung 5 Stück Kreuzverzahnung, FG, Figur 194, 4,1 mm, ISO 012



Artikelnr.: 53993  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 70 mm

**€ 28,31**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Kronentrenner Kreuzverzahnung, FG, Figur 194, Kopflänge: 4,1 mm, ISO 012

Spezialinstrumente zum trennen von Kronen und Brücken. Kronentrenner sind heute eines der wichtigsten Instrumente in der Zahnarztpraxis. Dabei stellt die Vielzahl unterschiedlicher Restaurationsmaterialien eine ebenso große Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an die Kronentrennung. Ein schnelles, problemloses und nicht zuletzt auch wirtschaftliches Auftrennen von Kronen und Brücken erfordert hochqualitative Instrumente, die speziell an die Eigenschaften der Restaurationsmaterialien angepasst sind, um die Entfernung besonders effizient zu gestalten. Daher bietet MEISINGER für jedes Material den optimalen Kronentrenner. Alle Instrumente sind Spezialisten auf ihrem jeweiligen Anwendungsgebiet und überzeugen mit hoher Stabilität, bester Schneidleistung und Langlebigkeit.

Anwendungshinweise:

- Bearbeitungswinkel von etwa 45°
- Optimale Drehzahl von etwa 160.000 U/min.
- Einsatz im roten Winkelstück mit geringem Anpressdruck
- Weiche Edelmetalllegierungen