



Stichfräser HM 515

Packung 2 Stück, HP, Figur 467, 11 mm, ISO 023



Artikelnr.: 54284

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

€ 20,17

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Stichfräser, HP, Figur 467, Kopflänge: 11 mm, ISO 023

Spezialinstrument für Tiefziehfolien.

Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.
- Kunststofftechnik