



## alphasil® PERFECT

Tube 150 ml MEDIUM, blau



Artikelnr.: 54310  
Hersteller: Müller-Omicron  
Gewicht: 0.253 kg  
Höhe: 45 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 186 mm

**€ 11,42**

*Zzgl. MwSt.*

**Tube** 150 ml Silikon MEDIUM, blau

Kondensationsvernetzendes Polysiloxan, bietet dem Anwender Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Anwendung und im Ergebnis. Verarbeitungszeit bei allen Materialien: 1 Min. 45 Sek. Mundverweildauer: 4 Minuten. Farben: PUTTY SOFT: weiß, HEAVY: türkis, MEDIUM: blau, LIGHT: dunkelblau