



Unterkieferbogenschrauben

Stück nach Müller



Artikelnr.: 54548
Hersteller: Dentaforum
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 58 mm
Länge: 100 mm

€ 20,15

Zzgl. MwSt.

Stück Schraube nach Müller, Drehrichtungspfeil Kunststoff, leuchtgelb, Maximale Dehnung 5,0 mm
Mit zapfenförmigem Dehnschraubenhalter. Minimale fächerartige Öffnung der Bogenschraube, dem
Frontzahnbogen entsprechend.