



Silichrom-Polierer

Packung 100 Stück Zylinder, grob



Artikelnr.: 54556
Hersteller: Dentaforum
Gewicht: 0.21 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 63 mm
Länge: 101 mm

€ 70,25

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer Zylinder, grob

- Unmontiert
- Höhere Schleifleistung als Standardgummipolierer
- Schnelles Abtragen
- Weniger Schleifstaub
- Druckloses Polieren
- Geringe Hitzeentwicklung
- Einsatzbereich CoCr-Legierungen