



Express™ STD-Putty

Packung 550 g Dose Base, 550 g Dose Katalysator, Putty schnellhärtend



Artikelnr.: 54680

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 1.362 kg

Höhe: 98 mm

Breite: 102 mm

Länge: 198 mm

€ 141,27

Zzgl. MwSt.

Packung 550 g Dose Base, 550 g Dose Katalysator, Putty schnellhärtend

3M™ Express™ STD-Putty Vinyl Polysiloxan Präzisionsabformmaterial eignet sich zur Korrektur- und Doppelmischtechnik im klassischen Putty-Wash-System und zeichnet sich durch exzellente Detailwiedergabe sowie hohe Präzision und Dimensionsstabilität aus.

- Das Putty lässt sich einfach und schlierenfrei anmischen
 - Die hydrophilen Korrekturmateriale sind in drei Konsistenzen erhältlich und können mit 3M™ Express™ Putty und 3M™ Express™ 2 Penta™ Putty kombiniert werden
 - Präzise Detailwiedergabe
 - Hohe Dimensionsstabilität
-
- Kronen- und Brückenabformungen
 - Inlay- und Onlayabformungen