



## Diamantscheibe 358

Stück blau Standard, HP, Figur 358, 0,25 mm, ISO 190



Artikelnr.: 54876  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 18,41**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Scheibe blau Standard, HP, Figur 358, 0,25 mm, ISO 190

Superflex. In feiner und standard Diamantkörnung, zum Vorseparieren und Konturieren von Keramik.

- Max. Drehzahl (ISO 190) - 20.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 220) - 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik