



# GERL.

## Siliform

Packung 850 ml Flasche A, 850 ml Flasche B



Artikelnr.: 55247

Hersteller: Dreve Dentamid

Gewicht: 2.112 kg

Höhe: 228 mm

Breite: 94 mm

Länge: 145 mm

**€ 43,26**

Zzgl. MwSt.

Packung 850 ml Flasche A, 850 ml Flasche B

Additionsvernetzendes, dünnfließendes Formensilikon für die Einbettung in der Prothesengießtechnik. Durch besondere Inhaltsstoffe weist *Siliform* eine einzigartige Materialoberfläche auf und garantiert eine problemlose Entformung der fertigen Kunststoffprothese.

- Hervorragende Detailwiedergabe
- Praktisch schrumpffrei, daher originale Reproduktion der Wachsmodellation
- Leicht öliger Oberflächenfilm, dadurch hervorragende Fließcharakteristik des Gießkunststoffes
- Endhärte 14 Shore A
- Komponente A = weiß, B = gelb