



## PalaXpress®

Flasche 500 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 56172  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.815 kg  
Höhe: 183 mm  
Breite: 91 mm  
Länge: 95 mm

**€ 62,64**

Zzgl. MwSt.

**Flasche 500 ml Flüssigkeit**

*PalaXpress®* Der Marktführer\* - passgenauer Universal-Prothesenkunststoff

*PalaXpress®* ist für verschiedene Indikationen geeignet. Es kann sowohl gegossen als auch mit Palajet injiziert werden. Mit dem abgestimmten System *PalaXpress®* und Palajet lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen. Durch die einzigartige Rezeptur bietet Ihnen PalaXpress sowohl bei der Gießtechnik als auch bei der Injektion eine ungewöhnlich große Verarbeitungsbreite. \*laut GfK-Studie MAT 12/2018 - Kaltpolymerisate Deutschland.

### VORTEILE

- Universeller Prothesenwerkstoff für viele Indikationen
- Höchste Passgenauigkeit
- Farbliche Übereinstimmung von Total- und Teilprothesen sowie Reparaturen
- Mehrere Prothesensättel in einem Arbeitsgang gießbar
- Komplettierung der gegenüberliegenden Sättel, ohne Zwischenpolymerisation

- Sehr gute Schleimhautverträglichkeit
- Geringer Restmonomergehalt
- Farbstabil durch Katalysator-System
- Cadmiumfrei