



GC COE® Impression Tray regular BM

Stück OK-101, L, voll



Artikelnr.: 56770
Hersteller: GC
Gewicht: 0.067 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 84 mm
Länge: 123 mm

€ 26,36

Zzgl. MwSt.

Stück Abformlöffel OK-101, L, voll

Beschichtetes Metall. Stabiler Löffel für erhöhte Genauigkeit. Biegsames Metall für bessere individuelle Passgenauigkeit. Lange Zeit verwendbar da sehr langlebig und widerstandsfähig gegenüber Sterilisation. Starker integrierter Handgriff ermöglicht sichere Kontrolle und Herausnahme des Löffels. Rimlock Ränder.