



Silaform® 90

Eimer 1,5 kg Eimer Komponente A, 1,5 kg Eimer Komponente B, extrahart



Artikelnr.: 56780
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 1.658 kg
Höhe: 138 mm
Breite: 127 mm
Länge: 129 mm

€ 92,50

Zzgl. MwSt.

Eimer 1,5 kg Eimer Komponente A, 1,5 kg Eimer Komponente B, extrahart

Additionsvernetzendes knetbares Zweikomponentensilikon mit wesentlich erhöhter Endhärte von > 90 Shore A nach 24 Stunden. Einsatzgebiete wie Silaform, mit besonders hohen Ansprüchen an die Stabilität.

Anmischverhältnis der Komponenten A und B: 1:1.

- Sehr geringe Schrumpfung 0,01 %
- Optimal auf den Anwendungszweck eingestellte
- Verarbeitungsbreite und Vulkanisationszeit
- Exakte Detailwiedergabe durch hohe Zeichnungsgenauigkeit
- Gut beschneidbar und beständig gegen anorganische Chemikalien
- Hervorragende mechanische Eigenschaften