



S-U-FGP-FUNKTIONSWACHS CE

Packung 50 Stück (25 x gelb, 25 x grün)



Artikelnr.: 56801

Hersteller: SCHULER-DENTAL

Gewicht: 0.131 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 72 mm

Länge: 110 mm

€ 130,30

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Wachsstreifen (25 x gelb, 25 x grün)

Speziell hergestellt für die FGP-Technik (Functionally Generated Path). Aufgrund von höchstpräziser Ansprüche in dieser nach Dr. Griesbeck modifizierten FGP-Technik, bedarf es eines Wachses, das leicht und schnell auf Kautemperatur gebracht und danach wieder bei Raumtemperatur fest wird. Zweifarben-System zur Identitätssicherung bzw. Unterscheidung der geschriebenen Bisregistrare durch:

grün = statisch-anatomisches Registrat (passiv, unter Muskelanspannung entstanden), gelb = funktionelles Registrat (aktiv, durch kaulastige Mastikationsbewegungen geformt).

Exakte Dimensionstreuung im Mikrometerbereich. Hohe Formbeständigkeit durch spiegelglatte beständige bzw. stabil-homogene Oberfläche. Einfache zeitsparende Handhabung durch vorgegebene Formgebung. Geschmacksneutral mit optimalem Bolus-Charakter im Mund. Bei Bedarf scannbar.