



## blue´spot

Flasche 10 ml



Artikelnr.: 56994

Hersteller: Dentaco

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 85 mm

Breite: 30 mm

Länge: 30 mm

**€ 32,24**

Zzgl. MwSt.

Flasche 10 ml

Blaue, scanbare Flüssigkeit zum Aufpinseln. Zur Indikation von Kontaktpunkten und zum Mattieren von kleinen Flächen vor dem Scannen. Intraoral und im Labor einsetzbar. Für alle üblichen Materialien geeignet wie Metall, Keramik, Kunststoff, Schmelz, Dentin. Gewebsneutral. Gut Speichelresistent. Einfach und ökonomisch dosierbar.