



GC Fujivest® Premium

Flasche 900 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 57069

Hersteller: GC

Gewicht: 1.211 kg

Höhe: 221 mm

Breite: 83 mm

Länge: 83 mm

€ 25,97

Zzgl. MwSt.

Flasche 900 ml Flüssigkeit

GC Fujivest® Premium ist eine graphitfreie phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken und ist sowohl zum Schnell- als auch zum konventionellen Aufheizen geeignet. Verwendbar für alle dentalen Legierungen mit Fokus auf NEM-Legierungen.