



Magnet-System

Packung 10 Rundmagnete aus Hartferrit, axial magnetisiert



Artikelnr.: 57658
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.091 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 70 mm
Länge: 112 mm

€ 3,43

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Rundmagnete aus Hartferrit, axial magnetisiert

Das *Magnet-System* für die Split-Cast-Technik besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus vernickeltem Metall, Haftscheiben mit seitlicher Randelung oder mit Lappenretentionen. Passend für SAM, Heraeus CL-SCS oder Adesso Split.