



Polierbürsten Robinson

Packung 12 Stück HP, Nr. 11 weich, 17 mm



Artikelnr.: 58071

Hersteller: Kentzler-Kaschner

Gewicht: 0.056 kg

Höhe: 31 mm

Breite: 63 mm

Länge: 157 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Bürsten HP, Nr. 11 weich, 17 mm

Zum Polieren von Metall- und Kunststoffoberflächen. Chungkingborsten, beste Qualität - Hohe Standzeit - (US-Produkt). Beste Rundlaufeigenschaft, da die Bürsten fest im Trägerkopf montiert sind!