



TOPDENT Wildlederpolierschwabbel

Stück Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 100 mm



Artikelnr.: 58081

Hersteller: Kentzler-Kaschner

Gewicht: 0.034 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 121 mm

Länge: 177 mm

€ 17,41

Zzgl. MwSt.

Stück Schwabbel Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 100 mm

Polierschwabbel für den Poliermotor.

Für EM. Kunststoffkern Ø 40 mm.