



Quickmat DELUXE

Nachfüllpackung 100 Teilmatrizen Stärke 0,025 mm, bombiert, Prämolar



Artikelnr.: 58408
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 30 mm
Länge: 70 mm

€ 45,90

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 100 Teilmatrizen Stärke 0,025 mm, bombiert, Prämolar

Quickmat DELUXE ist ein neues Teilmatrixsystem, das präzise sowie anatomische korrekte Kontaktpunkte bei Klasse-II-Restaurationen ermöglicht. Die Edelstahl-Teilmatrizen sind jeweils in sehr dünnen (0,025 mm), dünnen (0,04 mm) sowie in Prämolar und Molar verfügbar. Zur Ergänzung beinhaltet *Quickmat DELUXE* eine große Auswahl an Holzkeilchen in verschiedenen Größen sowie autoklavierbare Quickringe. Die Packung ist reichlich bestückt und bietet somit ein ausserordentlich optimales Qualität/Inhalt/Preis-Verhältnis! Die *Quickmat Deluxe*-Zange wurde zur optimalen Positionierung der Quickringe adaptiert, autoklavierbar. Die *Quickmatrix*-Zange dient einer einfachen Handhabung der Teilmatrizen, autoklavierbar.