



## Lichthärtendes Löffelmaterial

Packung 50 Stück weiß

---



Artikelnr.: 58643  
Hersteller: Gebdi Dentalprodukte  
Gewicht: 1.549 kg  
Höhe: 76 mm  
Breite: 120 mm  
Länge: 190 mm

**€ 56,56**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 50 Löffelplatten weiß

Passend für alle OK und UK, klebt nicht, keine allergischen Reaktionen bekannt, leicht an das Modell adaptiert, höchste Biegebruchfestigkeit, Verarbeitungszeit von 30 Minuten. Bietet eine verkürzte Aushärtungszeit von 3 Minuten. Beste Druck- und Zugwerte sowie geringste Schrumpfungswerte. Zeitsparend durch geringe Nacharbeit und eine gleichmäßige Schichtstärke. Verpackt in einer Lichtschutzbox. Stärke 2,2 mm.