



## BegoSol® HE

Kanister 5 Liter für den Sommer



Artikelnr.: 59063  
Hersteller: BEGO  
Gewicht: 6.769 kg  
Höhe: 253 mm  
Breite: 152 mm  
Länge: 190 mm

**€ 81,27**

Zzgl. MwSt.

### Kanister 5 Liter BegoSol HE für den Sommer

Spezial-Anmischflüssigkeit (frostempfindlich) für Bellavest® SH, Bellavest® DR, Bellavest® T. Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann *BegoSol® HE* mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je höher die Konzentration von *BegoSol® HE*, desto höher die Expansion der Einbettmasse.