



GC Fuji TEMP LT™

Packung 2 x 13,3 g Kartusche universal, 1 Mixing Pad



Artikelnr.: 59179

Hersteller: GC

Gewicht: 0.105 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 71 mm

Länge: 86 mm

€ 133,92

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 13,3 g Kartusche universal, 1 Mixing Pad

GC Fuji TEMP LT™ - provisorischer Paste-Glasionomer-Befestigungszement. *GC Fuji TEMP LT™* wurde speziell für die langfristige temporäre Befestigung entwickelt. Dank seiner ausgewogenen Formel, ist er sehr angenehm zu applizieren und bietet dauerhaften Halt und gleichzeitig Sicherheit bei der Entfernung von indirekten Restaurationen. Neben optimierten Handling und physikalischen Vorteilen bietet *GC Fuji TEMP LT™* die bekannte Sicherheit eines Glasionomermaterials.