



Express™ 2 Penta™ H

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste Universal Quick, 2 x 60 ml Katalysator



Artikelnr.: 59566

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 1.437 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 152 mm

Länge: 168 mm

€ 164,99

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste Universal Quick, 2 x 60 ml Katalysator

Das 3M™ Express™ 2 Penta™ H Vinyl Polysiloxan Abformmaterial für die Doppelmischtechnik.

- Hydrophile Heavy-Body Abformmaterialien
- Angemessene Härte nach dem Abbinden
- Leichte Entnahme der Abformung aus dem Mund
- Kombination mit allen VPS Umspritz-Materialien von 3M möglich

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Schnellabbindende Produkte für 1 oder 2 Einheiten