



Express™ 2

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Ultra-Light Body Quick, Zubehör



Artikelnr.: 59964

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.513 kg

Höhe: 86 mm

Breite: 109 mm

Länge: 194 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Ultra-Light Body Quick, 5 Garant Mischkanülen gelb, 5 Einwegspritzen

Bleibt top in Form: Das A-Silikon-Abformmaterial für die Doppelmisch- und Korrekturtechnik zum automatischen Anmischen im 3M™ Garant™ Dispenser und das normalabbindende 3M™ Express™ 2 Heavy Body Vinyl Polysiloxan Abformmaterial für die Doppelmischtechnik.

- Außergewöhnliche Hydrophilie
 - Sehr gute Fließfähigkeit
 - Sehr hohe Reißfestigkeit
 - Nahezu 100 % Rückstellvermögen nach Stauchung als auch Dehnung
 - Hydrophile Heavy-Body Abformmaterialien
 - Angemessene Härte nach dem Abbinden
 - Leichte Entnahme der Abformung aus dem Mund
 - Kombination mit allen VPS Umspritz-Materialien von 3M möglich
-
- Kronen- und Brückenabformungen
 - Inlay- und Onlayabformungen
 - Schnellabbindende Produkte für 1 oder 2 Einheiten