



Cavex Alginate Impressional Normal Set Beutel 500g

Beutel 500 g Fast Set spearmint, blue



Artikelnr.: 60076
Hersteller: Cavex
Gewicht: 0.532 kg
Höhe: 178 mm
Breite: 80 mm
Länge: 198 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Beutel 500 g Alginat Fast Set, spearmint, blue

Alginat, Staub-, Blei- und Cadmiumfrei, Farbe blau, Detailwiedergabe 25 µm. *Cavex Impressional* ist nicht nur eine präzise, sondern auch stabile Basis für Ihre weitere Arbeit, denn Reiß- und Druckfestigkeit übertreffen alle anderen Alginat. Damit ist es erste Wahl für Zahnärzte, die die höchsten Standards für Funktionsabdrücke und andere spezielle Abformtechniken verlangen.

- Einzigartige Kombination von hoher Elastizität und Reißfestigkeit
- Detailwiedergabe 25 µm
- Optimale Gipskompatibilität
- Ausgezeichnet geeignet für die "steife Alginattechnik" und die Kombination mit Hydrocolloid
- Normal Set: 1:30 Minuten
- Fast Set: 1 Minute