



GC Fuji® II LC Capsule Improved

Packung 50 Kapseln A3



Artikelnr.: 60097
Hersteller: GC
Gewicht: 0.241 kg
Höhe: 101 mm
Breite: 108 mm
Länge: 188 mm

€ 127,81

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kapseln A3

Das klinisch erprobte lichthärtende Restaurationsmaterial Fuji II LC bietet Ihnen alle Vorteile eines konventionellen Glasionomers - plus wichtiger Fortschritte, wie duale Aushärtung, sofortige Endbearbeitung und wunderschönes Aussehen. Mit seinem unkomplizierten, zeitsparenden Verfahren stellt es die ideale Lösung für viele Indikationen dar. Fuji II LC verhindert Randspaltbildung, eliminiert Sensitivität und bietet Schutz für Patienten mit hohem Risiko.