




## Flanellschwabbel

Stück mit Kunststoffkern, Ø 100 mm, S: 12 mm

---



Artikelnr.: 60101  
Hersteller: Polirapid  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 101 mm  
Länge: 101 mm

**€ 4,20**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Schwabbel mit Kunststoffkern, Ø 100 mm, Stärke: 12 mm

*Flanellschwabbel* mit konischem Kunststoff (KK)- oder Lederkern (LK) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Polierscheiben aus weichem Flanellstoff.