



## Cavex Alginate ColorChange Beutel 500g

Beutel 500 g pink



Artikelnr.: 60264  
Hersteller: Cavex  
Gewicht: 0.52 kg  
Höhe: 178 mm  
Breite: 80 mm  
Länge: 198 mm

**€ 10,11**

*Zzgl. MwSt.*

### Beutel 500 g Alginat pink

Farbumschlagalginat mit 9 Tagen Dimensionsstabilität. Das Cavex Alginat der nächsten Generation mit hervorragenden Eigenschaften. Ermöglicht die visuelle Verfolgung des Misch- und Aushärtungsprozesses.

- Hohe Druckfestigkeit - Ideal für die KFO-Praxis
- Besondere Reißfestigkeit und Rückstellkraft
- Detailwiedergabe 25 µm
- Innovatives Abbindeverhalten mit zwei deutlich sichtbaren Farbumschlägen
- Optimale Gipskompatibilität
- Patientenfreundliche Abbindezeit im Mund von nur 1 Minute durch Snapset