



SUPRAMID

Packung 24 Stück schwarz, 50 cm, DS-18, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 60556
Hersteller: SERAG Wiessner
Gewicht: 0.176 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien schwarz, Fadenlänge: 50 cm, DS-18, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

Ab der Stärke 4/0 und dicker hat *SUPRAMID* multifilen Charakter. Es besteht aus gezwirnten Polyamidfasern, die ummantelt sind. *Supramid* besitzt eine hohe Zugfestigkeit, gute Knüpfeigenschaften und die Vorzüge eines monofilen Fadens. In den dünnen Durchmessern 7/0, 6/0 und 5/0 ist *SUPRAMID* ein Monofilament.

Besondere Eigenschaften

- Sicherer Knotensitz
- Gute Gleitfähigkeit
- Hohe Linear- und Knotenreißkraft
- PA - Polyamid
- Multifil (gezwirnt/ummantelt), nicht resorbierbar
- Ab Fadenstärke USP 5/0 und feiner : Monofil, nicht resorbierbar