



Ceramisté

Packung 12 Stück Standard, RA, Figur Midispitze, ISO 060



Artikelnr.: 60706
Hersteller: SHOFU
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 56 mm
Länge: 59 mm

€ 15,59

Zzgl. MwSt.



Packung 12 Polierer Standard, RA, Figur Midispitze, ISO 060

Die Silikon-Systempolierer wurden speziell für die Politur von Keramik und Zahnschmelz entwickelt. Mit Ceramisté Standard, Ceramisté Ultra und Ceramisté Ultra II stehen Instrumente für jede Polierstufe bis zum Hochglanz zur Verfügung.

- Standard - ohne Markierung - Vorpolitur
- Ultra - gelb - Politur
- Ultra II - weiß - Hochglanzpolitur
- Empfohlene Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min., max. FG 15.000 U/min., max. Andere 20.000 U/min.