



els composite extra low shrinkage®

Spritze 4 g A2



Artikelnr.: 60731
Hersteller: Saremco
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 75 mm
Länge: 158 mm

€ 43,12

Zzgl. MwSt.

Spritze 4 g A2

els composite extra low shrinkage® ist ein lichthärtendes Feinsthybridkomposit mit sehr niedriger Schrumpfspannung sowie geringer Volumenschrumpfung und ist geeignet für sämtliche Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klassen I bis V. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und deshalb für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders zu empfehlen.

- Hohe Randdichtigkeit
- Langjährige Farbstabilität/ röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar