



MOLDABASTER®

Sack 25 kg S



Artikelnr.: 60832
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 25.242 kg
Höhe: 170 mm
Breite: 385 mm
Länge: 565 mm

€ 36,13

Zzgl. MwSt.

Sack 25 kg Gips S

Spezial Alabastergips der Klasse 2, zum Einartikulieren, zum Einbetten in der Totalprothetik, für Anschauungsmodelle im Bereich der Prothetik und KFO. Für Vorwälle, schnelle Anmischbarkeit, hervorragendes Fließvermögen bei hoher Blasenfreiheit, geringe Expansionswerte, abgestimmt auf die Verarbeitungseigenschaften von MOLDANO®. **MOLDABASTER® S** schnellabbindende Variante von **MOLDABASTER®**. Klasse 2.