



Wirobond® SG

Packung 250 g



Artikelnr.: 60909

Hersteller: BEGO

Gewicht: 0.25 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 64 mm

Länge: 116 mm

€ 193,99

Zzgl. MwSt.

Packung 250 g Legierung

- Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierung, nickel- und berylliumfrei
- Sichere Anwendung auch bei problematischen Situationen und großen Brücken-Spannweiten
- Dank optimalem Siliziumgehalt einfache und sichere Gießzeitpunkterkennung
- Normale Abkühlung ermöglicht wirtschaftliches und effektives Arbeiten
- Zuverlässiger Metall-Keramik-Verbund ohne zusätzlichen teuren Bonder
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 63,8 · Cr 24,8 · W 5,3 · Mo 5,1 · Si 1,0