



## els extra low shrinkage® FLOW

Spritze 2 g A2

---



Artikelnr.: 61025  
Hersteller: Saremco  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 77 mm  
Länge: 150 mm

**€ 25,68**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Spritze 2 g A2

*els extra low shrinkage® FLOW* ist ein fließfähiges Feinsthybridkomposit für Slots und erweiterte Fissurenversiegelungen. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und somit für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders geeignet.

- Niedrige Schrumpfspannung
- Hohe Randdichtigkeit
- Äusserst farbstabil / röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar