



SLIM Polierbürste

Packung 12 Stück weich, Ø 44 mm



Artikelnr.: 61080
Hersteller: Renfert
Gewicht: 0.063 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 54 mm
Länge: 55 mm

€ 30,50

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer weiche Borsten, Ø 44 mm

Besonders geeignet für das Polieren von Interdentalräumen und an Kunststoffprothesen.

- Schmale Bürste für präzise Arbeiten am Poliermotor
- Zwischenräume der Bürsten sorgen für Kühlwirkung
- Weiche Borsten verhindern starke Abrasion
- Maximale Drehzahl 4.000 U/min.