



Castogel®

Eimer 6 kg Gel



Artikelnr.: 61093
Hersteller: BEGO
Gewicht: 6.421 kg
Höhe: 160 mm
Breite: 203 mm
Länge: 295 mm

€ 108,64

Zzgl. MwSt.

Eimer 6 kg Dubliermasse

Castogel® Spezial-Dubliergel für anspruchsvollen Modellguss, Kombi-Arbeiten und Kunststoff-Gießtechnik. Anwenderfreundlich durch hohe Abformgenauigkeit auch bei feinsten Details und reifest durch hervorragende Elastizitt. Dies bietet Ihnen die notwendige Sicherheit und Przision in der Verarbeitung. konomisch durch vielfache Wiederverwendbarkeit bis zu 9-10 Schmelzzyklen. kologisch da vollstndig biologisch abbaubar.