




RESORBA® Supolene

Packung 12 Stück grün, 45 cm, HRT18, 1/2 Kreis, schneidender Rundkörper, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 61206
Hersteller: Resorba Medical
Gewicht: 0.072 kg
Höhe: 65 mm
Breite: 57 mm
Länge: 143 mm

€ 58,23

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien grün, Fadenlänge: 45 cm, HRT18, 1/2 Kreis, schneidender Rundkörper, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

Resorba®Supolene ist ein nicht-resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester, welches zusätzlich mit Teflon (PTFE) beschichtet ist. Durch die hervorragenden Knoteneigenschaften und die dauerhafte Reissfestigkeit kann Supolene überall eingesetzt werden, wo eine dauerhafte Fixierung notwendig ist. Das Nahtmaterial wird in grün und weiss mit einer großen Auswahl von Nadeltypen angeboten.

- Nicht-resorbierbar
- Polyesterfaden
- Extrem zugfest
- Hydrophob
- Alterungsbeständig
- Sehr gewebefreundlich
- Multifill, beschichtet/ummantelt