



## Adisil® blau

Packung 0,9 kg Flasche A, 0,1 kg Flasche B



Artikelnr.: 61450  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 1.076 kg  
Höhe: 215 mm  
Breite: 107 mm  
Länge: 311 mm

**€ 66,08**

Zzgl. MwSt.

Packung 0,9 kg Flasche A, 0,1 kg Flasche B

9:1. Das additionsvernetzende Dubliersilikon für höchste Ansprüche. Seit nunmehr 20 Jahren das führende Dubliersilikon für das küvettenlose SILADENT-System (Klebebandtechnik).

- Hohe Wiedergabetreue im 1/1000 mm Bereich
- Keine Schrumpfung- Keine Alterung- Hervorragende Eigenschaften und Werte bei Reißfestigkeit und Weiterreißwiderstand
- Dublierung praktisch unbegrenzt häufig ausgießfähig