



## CompoSite

Packung 12 Stück Standard, RA, Figur Walze ISO 040



Artikelnr.: 62315  
Hersteller: SHOFU  
Gewicht: 0.042 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 69 mm

**€ 14,46**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Polierer Standard, RA, Figur Walze ISO 040

Ohne den Schmelz zu beschädigen, dienen die CompoSite Instrumente der Politur und Hochglanzpolitur von Komposit-Restaurationen. *CompoSite* Polierer werden zum Ausarbeiten und zur Vorpolitur verwendet, *CompoSite Fine* (mit weißer Schaftmarkierung) zur Politur. Die flexiblen und sich den Oberflächen anpassenden Kelche und Scheiben polieren sicher subgingivale und interproximale Oberflächen. Birne und Midispitze eignen sich besonders zum Polieren okklusaler und linguale Oberflächen.

Anwendungsbereich:

In der Zahnarztpraxis: Finieren und Polieren von Mikro- und Hybrid-Komposit-Restaurationen, wie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken im Mund des Patienten sowie zur Entfernung von Zementresten orthodontischer Bänder (Brackets).

- Empfohlene Drehzahl RA: 10.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.
- Empfohlene Drehzahl FG: 10.000 - 12.000 U/min., max. 15.000 U/min.